

SmartDrive

De PushTracker E2



permobil



Robuust, duurzaam
en waterdicht

Dankzij de touchscreen-technologie
is de SmartDrive zeer flexibel,
toegankelijk en comfortabel.

PushTracker E2

SmartDrive geeft gebruikers van handbewogen voortbewogen rolstoelen meer controle over hun rijervaring dan ooit tevoren. De PushTracker E2 maakt het gebruik van de SmartDrive nog eenvoudiger, met door bewegingen geactiveerde bedieningselementen en technologie voor het volgen van activiteiten.

8x betrouwbaardere Bluetooth® verbinding

Specificaties

Afmetingen	46,9 x 52,2 x 12,9 mm
Kleuren	Zwart
Besturingssysteem	Wear OS van Google™
Telefooncompatibiliteit	Android™, iPhone™
Accu capaciteit	3,9 V
Elektrische lading	415 mA-h
Draadloze werkingsband	Bluetooth / BLE 2,4 GHz (2,402 tot 2,480 GHz) WiFi 802,11 b/g/n 2,4 GHz (2,412 tot 2,472 GHz) GPS / GLONASS / Beidou 1575 MHz (1,559 tot 1,610 GHz)
Bevat Bluetooth® LE	FCC ID 2AP42-WG12026 IC ID 24006-WG12026
Waterbestendigheid	5 ATM (waterdicht, tot 50 m)
NFC-betaling	Nee

Bandbreedte	22 mm
Bandmateriaal	Silicoon (verwisselbaar) - Latex-vrij en volledig biocompatibel
Materiaal van de behuizing	Polycarbonaat
Display	AMOLED (400 x 400 pixel)
App-versie(s)	Controleer de Google Play™ Store

Alle getoonde cijfers zijn slechts ter illustratie en de werkelijke producten kunnen variëren. Wear OS van Google, iPhone, Android, Bluetooth en Google Play zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.