



Actieve opties.

Extra lage zithoogte

Het chassis van de **C400 Corpus 3G Lowrider** heeft een laag profiel. Een flexibel chassis dat u binnen kunt bewegen in kleine ruimten, maar tegelijkertijd met alle capaciteit die u nodig heeft voor gebruik buitenshuis. We hebben het chassis gecombineerd met onze Corpus 3G-zitting, die over alle eigenschappen beschikt die u nodig hebt voor een goede zithouding. U zit comfortabel met de correcte ondersteuning in het ergonomische zitkussen en u kunt elektrische functies gebruiken, zoals een elektrische kantelverstelling of rugverstelling voor het verlichten van druk. U kunt ook kiezen voor een voorwaartse kanteling van 5° voor extra hulp tijdens het overstappen. Het speciale voordeel van de Lowrider is een extra lage zithoogte waardoor u veel eenvoudiger dicht kunt aanschuiven onder uw bureau of eettafel.



C400
CORPUS 3G
LOWRIDER

elektrische verstellingen





Rugleuning

Standaard gedeelde rugleuning. Kies de lage rugleuning voor een actievere zithouding.

Ergonomische zitting

Zitkussen met contouren voor extra ondersteuning. De zitting beschikt over verstelbare armsteunen en een lange compenserende beensteun.


Zitverstelling

Elektrisch kantel- en rugverstelling helpen om een maximaal comfort en drukverlichting te bereiken. Kies voor de voorwaartse kanteling van 5° voor een beetje extra hulp tijdens de transfer.


Permolock C

Crash-getest met Permolock C rolstoelvergrendeling. U kunt uw auto besturen, terwijl u in de rolstoel zit.


Kleuren




cobalt blue



onyx black



phantom grey



deep purple



volcano red




platinum silver

Bekleding



skai



stof

Specificaties

Totale lengte	1130 mm
Totale breedte	620 mm
Min. transportlengte	900 mm
Zithoogte	405 mm
Zithoogte met elektrische stoellift	405 – 545 mm
Totaal gewicht incl. accu's	147 kg
Max. gewicht gebruiker	150 kg (136 kg met elektrische stoellift)
Zitbreedte	420 - 570 mm (met 50 mm)
Zitdiepte	370 – 570 mm (met 25 mm)
Breedte rugsteun	360 - 410 - 460 - 510 mm
Hoogte rugsteun	470, 545 - 670 mm (met 25 mm)
Hoogte armsteun	230 – 330 mm
Hoek rugleuning - verstelbaar	85° - 170°
Hoek beensteun - verstelbaar	85° - 170°

Accuvermogen	2 x 73 Ah
Actieradius (ISO 7176-4)	30 - 35 km
Max. snelheid	7,5 km/uur
Draaicirkel (ISO 7176-5)	665 mm
Hoogte m.b.t. obstakels	70 – 80 mm
Vering	ja
Elektronica	R-net
Elektrische stoellift	optie, 140 mm
Elektrische kantelverstelling	optie, 0° -30° of -5° -25°
Elektrische beensteunverstelling	optie
Elektrische rugverstelling	optie
Garantie	2 jaar
ISO 7176-19/ISO 10542-3	ja - crash tested
EN12182/EN12184 CE	ja