



## Dé kinderrolstoel

De rolstoel voor de allerkleinsten.

De Permobil **Koala Miniflex** is de ideale rolstoel voor kinderen, van kleuters tot jonge tieners. Hij is uitgerust met dezelfde stevige motoren en voorwielaandrijving als Permobil's rolstoelen voor volwassenen, maar dan aangepast aan de behoeften van kinderen. Het Miniflex-zitsysteem is een flexibel zitsysteem voor opgroeiende kinderen en kinderen met speciale zitwensen. Er is keuze uit drie maten en verschillende lichaamsondersteuning. Montage van een zitorthese behoort tot de mogelijkheden.



**Koala**  
MINIFLEX

elektrische functies





### Bumper

Beschikbaar als optie, voor veilig en comfortabel rijden.



### Zitting

Standaard uitgerust met een gecombineerde elektrische kantel- en hoogteverstelling.



### Achterwielen


Zwenkende achterwielen voor wendbaar sturen.



### Voetplaat

Twee maten.

## Kleuren




apple green




lemonade yellow

## Bekleding



skai zwart



stof zwart

## Specificaties

totale lengte	965 mm
totale breedte	585 mm
minimale transportlengte	710 mm
zithoogte vaste lift	340 mm
zithoogte met elek. stoellift	410 - 660 mm
totaalgewicht incl. accu's	94 kg
maximaal gebruikersgewicht	35 kg
zitbreedte	250 - 300 - 350 mm
zitiepte	270 - 320 - 370 mm
rugbreedte	270 - 320 - 370 mm
rughoogte	325 - 375 - 425 - 475 mm
afstand tussen armsteunen	250 - 350 mm
hoek rugleuning - verstelbaar	80° - 145°
hoek beensteun - verstelbaar	90° - 150°

accu capaciteit	2 x 40 Ah
actieradius (ISO 7176-4)	25 - 30 km
maximum snelheid	6,5 km/u
draaistraal (ISO 7176-5)	570 mm
obstakelhoogte	60 mm
vering	nee
elektronica	R-net
elektrische stoellift	ja
elektrische kantelverstelling	ja
elektrische beensteunverstelling	nee
elektrische rugverstelling	nee
garantie	2 jaar
EN12182/EN12184 CE	ja