



## EEN NIEUW KIND IN DE BUURT

Het veringsysteem op alle wielen van de K450 MX biedt een soepele rit; of je nu door de gangen van een schoolgebouw rijdt of naar de winkel gaat. De elektrische hoog/laag verstelling maakt het mogelijk om kinderen naar de grond te laten zakken. Perfect om naar een verhaaltje te luisteren, over te stappen en met anderen te spelen. De elektrische hoog/laag verstelling varieert van 7,6 tot 66 cm waardoor het gemakkelijk wordt aan een tafel of werkblad te gaan zitten en zelfs om naar dingen laag bij de grond te reiken. Bovendien is de K450 MX uitgerust met de R-Net elektronica en heeft deze standaard talloze elektrische opties, waaronder: elektrische hoog/laag verstelling, zitting-tot-vloer verstelling en optionele elektrische kantelverstelling. Het modulaire zitsysteem heeft centraal bevestigde, verstelbare beensteunen en wordt geleverd met een pakket voor onbelemmerde groei – iets wat elk kind nodig heeft.

**K450**  
MX

## ELEKTRISCHE VERSTELLINGEN



## FRAMEKLEUREN



Geel



Zilver metallic



Zwart metallic



Vuurrood



Roze



Blauw metallic



R-Net elektronica voor verbeterde programmeerbaarheid



Optioneel elektrische kantelverstelling van 45° vanuit elke zitpositie



Verstelbare beensteunen



Veringsysteem op alle wielen voor een betere balans, verbeterd rijden en veiligheid



Optionele Nooit Meer Lek banden voor verbeterde prestaties en minder onderhoud



UniTrack-systeem maakt uitgebreide aanpassingen mogelijk



De accu's zijn eenvoudig toegankelijk

ISO 7176-19 / ISO 10542-3  
EN12182/EN12184



## SPECIFICATIES

Lengte	84 cm	Hoek beensteun - verstelbaar	90° - 180°
Breedte	61 cm	Accucapaciteit	2 x 60 AH
Minimale transportlengte	84 cm	Actieradius	25 - 35 km
Zithoogte vaste lift	nvt	Maximum snelheid	8,5 km/uur
Zithoogte met elektrische lift	46 - 66 cm	Draaistraal (ISO 7176-5)	106 cm
Gewicht incl. accu's	130 kg	Vermogen m.b.t. obstakels	6 cm
Max. gewicht gebruiker	60 kg	Vering	Ja
Zitbreedtes	25 - 30 - 35 - 40 cm	Elektronica	R-Net
Zitdieptes	25 - 45 cm	Elektrische stoellift	Ja
Rugbreedtes	25 - 30 - 35 - 40 cm	Elektrische kantelverstelling	Ja
Rughoogtes	35 - 50 cm	Elektrische beensteunverstelling	Nee
Afstand tussen armleggers	instelbaar	Elektrische rughoekverstelling	Nee
Hoek rugleuning - verstelbaar	nvt	Garantie	2 Jaar



*The Power of Mobility*

**Permobil Benelux BV**  
Beitel 11  
6466 GZ Kerkrade  
Tel +31 (0)45 564 54 80  
Fax +31 (0)45 564 54 81  
info@permobil.nl

www.permobil.nl