

permobil

THE POWER OF MOBILITY



Robuust genoeg.

Alles wat u van het Corpus zitsysteem verwacht. Maar dan nog sterker



Hierbij stellen we de **M400 Corpus HD** voor. Het is een elektrische rolstoel voor intensief gebruik, speciaal ontworpen voor gebruikers tot en met 205 kg. De HD heeft uiterst stevige arm- en beensteunen én heeft bredere voetplaten voor extra ruimte. Bovendien beschikt deze over het gerenommeerde Corpus 3G - zitsysteem voor het ultieme comfort met een ongeëvenaarde, elektrisch kantelverstelling van 0 - 45° en een unieke rugverstelling van 85 - 150°. De M400 heeft een zeer manoeuvreerbaar onderstel. Voor het HD-model is dit zowel verlengd als verbreed. De ophanging is verstevigd voor een platform dat op alle fronten stabiel is. Door de ultrasterke aandrijvingen kunnen gebruikers veilig hun voeten verhogen tot boven hun hart-niveau, terwijl de duurzame, Mesh bekleding helpt om het vocht van het lichaam te weren. De M400 Corpus HD, met de legendarische kracht en robuustheid van Permobil, is geconstrueerd om bestand te zijn tegen elke intensieve levensstijl.

M400

CORPUS HD

elektrische functies





Beensteunen

Uiterst duurzame, stevige en verstelbare beensteunen.

Voetplaten

Bovenmaats en onafhankelijk verstelbare voetplaten.

Krachtige aandrijvingen

Ongelofelijk krachtige aandrijvingen voor de stoelfuncties.

Ophanging

Onafhankelijk verstelbare ophanging voor soepel rijden in elke situatie.


Kleuren*



black onyx



volcano red



sublime green



platinum silver



cobalt blue



deep purple




phantom grey



pop star pink



skai zwart



stof zwart

* Sommige kleuren zijn in uw markt mogelijk niet verkrijgbaar

Bekleding

Specificaties

Totale lengte	1190 mm
Totale breedte	660 mm
Min. transportlengte	875 mm
Zithoogte met elektrische stoellift	460 - 660 mm
Totaal gewicht incl. accu's	202 kg
Max. gewicht gebruiker	205 kg
Zitbreedte	470 - 620 mm (bij 50 mm)
Zitdiepte	495 - 645 mm (bij 25 mm)
Breedte rugsteun	510, 560, 610 mm
Hoogte rugsteun	540, 620 - 745 mm (bij 25 mm)
Lengte armsteunhouder	335, 410, 460 mm
Hoek rugleuning – verstelbaar	elektrisch: 85 - 150°, handmatig: 85 - 120°
Hoek beensteun - verstelbaar	elektrisch & handmatig: 85 - 175°
Accuvermogen	2 x 73 Ah

Actieradius (ISO 7176-4)	30 km
Max. snelheid	8 km/uur
Draaicirkel (ISO 7176-5)	560 mm
Motorvermogen	2 x 350 watt
Hoogte m.b.t. obstakels	60 mm
Afstand tot de grond	74 mm
Ophanging	ja
Elektronica	R-net
Elektrische stoellift	optie, 200 mm
Elektrische kantelverstelling	optie, 0 - 45°
Elektrische beensteunverstelling	optie
Elektrische rugverstelling	optie
Garantie	2 jaar
EN12182/EN12184 CE	ja