



AOS VOSSOS LUGARES, PREPARADOS, PARTIDA!

Com a Permobil K300 PS Júnior, as crianças podem participar em todas as actividades. A K300 é fornecida com assento expansível standard através do qual é sempre assegurado um ajuste perfeito, independentemente da velocidade de crescimento da criança. Factores como apoios de braços ajustáveis, dispositivo eléctrico de elevação da cadeira e função de báscula, componentes electrónicos R-Net e o sistema UniTrack oferecem o máximo conforto. Além disso, dispõe de infinitas possibilidades de ajuste e acessórios associados. E as últimas cores da moda – vermelho, rosa, preto, prata metálica, azul escuro metálica, verde escuro metálica e azul metálica – garantem que qualquer criança fará boa figura na rua.

K300
PS Jr.



CORES DA ESTRUTURA



FUNÇÕES ELÉCTRICAS



Elevação eléctrica do assento e inclinação automática



Electrónica R-Net para programabilidade melhorada



Assento regulável ajusta-se a crianças de todos os tamanhos



Punhos para encosto



Sistema UniTrack permite uma extensa customização



Apoio de braço removível de uma só vez



Apoio de braços EZ Adjust fácil regulação da altura, ângulo e rotação



Apoios de pernas de toque fácil viráveis para fora com patins multi-eixos muito fortes reguláveis. Disponível com apoios dianteiros de 70° ou 90°



Punho opcional de carrinho de criança e inclinação manual com regulação de altura sem ferramentas, dobrável para transporte

ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



ESPECIFICAÇÕES

Comprimento	108 cm	Ângulo do patim - ajustavel	não aplicável
Largura	62 cm	Capacidade das baterias	2 x 60 AH
Comprimento min. de transporte	88,5 cm	Autonomia	25 - 35 km
Altura do assento	46	Velocidade máx	7 km/hora
Elevação eléctrica do assento	46 - 66 cm	Ângulo de viragem (ISO 7176-5)	62,5 cm
Peso incluindo baterias	120 kg	Capacidade de superaçãod e obstáculos	7 cm
Peso máximo do utilizador	75 kg	Suspensão	Sim
Largura do assento	28 - 41 cm	Electrónica	R-Net
Profundidade do assento	26 - 46 cm	Elevador eléctrico do assento	Sim
Largura do encosto	27,5 - 40 cm	Ajuste eléctrico da báscula	Sim
Altura do encosto	41 - 56 cm	Ajuste eléctrico do patim	Não
Distância entre apoios de braços	ajustável	Ajuste eléctrico do encosto	Não
Angulo do encosto - ajustável	85° - 120°	Garantia	2 Anos



The Power of Mobility

Mobilitec, Lda
Rua dos Verdes, 123
Pedras Rubras
4470-658 Moreira-Maia
Tel 229436131
Fax 229436138
info@mobilitec.net

www.permobil.com