

O C350 marca a diferença!



The Art of Mobility

Mobilitec, Lda
Rua dos Verdes, 123 • Pedras Rubras • 4470-658 Moreira-Maia
Tel 229436131 • Fax 229436183 • info@mobilitec.net
www.permobil.com



C350

C300 e C350



The Art of Mobility



TS



C300 TS



C350 TS

A FLEXIBILIDADE NÃO TEM LIMITES

O design aerodinâmico e a elevada capacidade a que as cadeiras de rodas eléctricas de alta qualidade da Permobil nos habituaram só podem ser encontrados nos recentes modelos C300 TS e C350 TS. Não existe outra cadeira de rodas desta categoria capaz de oferecer a combinação perfeita entre estabilidade, conforto de sentar e mobilidade, como estes dois modelos a preços imbatíveis. Graças à paixão da Permobil pela técnica, os novos modelos oferecem agora uma gama mais vasta de sistemas de assento. O sistema de assento TS caracteriza-se por variedade e possibilidades de ajuste. O perfil de traçado único (unitrack) integrado em material tubular resistente permite ajustar fácil e rapidamente a profundidade do assento, altura dos apoios dos braços e posição de ajuste ao corpo. A altura padrão baixa do assento de 51 cm assegura uma funcionalidade otimizada. Opcionalmente encontram-se disponíveis 4 ajustes eléctricos, tais como elevador do assento, ângulo de inclinação, do encosto e do apoio de pernas ajustável. O assento TS pode ser ajustado em 3 alturas diferentes. As possibilidades não têm precedentes – encontram-se disponíveis 2 tipos de apoios das pernas, os apoios de braços podem ser ajustados tanto em ângulo como em altura e existem diversos acessórios de apoio, tais como suportes da coxa, suportes para o tronco, suportes para barriga da perna e suporte de cabeça para proporcionar aos utilizadores um apoio ideal.



The Art of Mobility

www.permobil.com



VR2 electrónica com possibilidade de ampliação para 4 ajustes através de joystick.



Três aros com ligação eléctrica e tampões de rodas da mesma cor que o chassis superior.

CORES DO CHASSIS



Preto

AJUSTES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS C300 TS C350 TS

	C300 TS	C350 TS
Comprimento	1080 mm	1065 mm
Largura	620 mm	625 mm
Comprimento mínimo de transporte	883 mm	900 mm
Altura do assento	510 mm	510 mm
Altura de ajuste eléctrico do assento	510/710 mm	510/710 mm
Peso máximo do utilizador	136 kg	136 kg
Peso (incl. baterias)	149 kg	151 kg
Largura do assento	380 - 530 mm	380 - 530 mm
Profundidade do assento	380 - 550 mm	380 - 550 mm
Altura do encosto	450/600 mm	450/600 mm
Altura dos apoios de braços	190 - 390 mm	190 - 390 mm
Distância entre apoios de braços	380 - 530 mm	380 - 530 mm
Ângulo do encosto - ajustável	90 - 125°	90 - 125°
Ângulo do apoio de pernas - ajustável	90 - 150°	90 - 150°
Capacidade das baterias	2x60 Ah	2x60 Ah

	C300 TS	C350 TS
Tempo de carregamento	7 Horas	7 Horas
Autonomia	30 - 35 Km	30 - 35 Km
Velocidade máxima	7 Km/h	8 Km/h
Distância de travagem	1200 mm	1200 mm
Raio de viragem	1030 mm	1310 mm
Capacidade para transpor obstáculos	70 mm	70 mm
Suspensão	sí	sí
Elevador eléctrico do assento	sí	sí
Inclinação eléctrica do assento	sí	sí
Ajuste eléctrico do apoio de pernas	sí	sí
Ajuste eléctrico do encosto	sí	sí
Sistemas de controlo	VR-2	VR-2
Garantia	2 Años	2 Años
Ensaio de colisão de acordo com as normas ISO	sí	sí
Sistema de fixação de 4 pontos	sí	sí

ISO 7176-19 / ISO 10542-3
EN12182/EN12184



Ajuste eléctrico do encosto e/ou da inclinação do encosto



Elevador eléctrico do assento



Ajuste eléctrico do apoio de pernas

