



# PREPARADOS, LISTOS, ¡A RODAR!

La nueva Permobil K300 PS Junior, está ya lista para chicos de todas las edades. El chasis de la K300 es aprovechable tanto en la fase infantil, como en la junior y la adulta. El asiento regulable permite una adaptación total al rápido crecimiento del niño. Sus reposabrazos fácilmente regulables, la elevación eléctrica del asiento, su función de basculación eléctrica, su sistema Uni-Track y su sistema electrónico R-NET, proporcionan la máxima comodidad y permiten un infinito número de ajustes y accesorios externos. Llamativos colores: rojo, negro, plata metalizado, rosa, azul oscuro metalizado, verde oscuro metalizado y azul claro metalizado y las cubiertas de tres radios para ruedas, harán que el niño sea la envidia del barrio.

***K300***  
PS Jr.



COLORES DEL CHASIS



**FUNCIONES ELÉCTRICAS**



Asiento con elevación y basculación eléctricas



Sistema electrónico R-NET con ICS (Corriente continua crítica).



Asiento regulable acompañando el crecimiento del niño.



Empuñaduras para transporte.



El sistema Uni-Track permite una amplia personalización.



Reposabrazos extraíble en un solo paso.



Reposabrazos fácilmente regulables con ajuste para el ángulo de la altura y la rotación.



Reposapiés, fáciles de girar con un toque y placas para pies con multi-ejes regulables muy resistentes. Disponibles con gancho frontal de 70° o 90°.



Mango de paseo "Copilot" o manual que regula fácilmente la altura del mango sin necesidad de herramientas. El mango de paseo es plegable para facilitar el transporte.



ISO 7176-19 / ISO 10542-3  
EN12182/EN12184

**CARACTERÍSTICAS**

Longitud	108 cm	Ángulo de reclinación del reposapiernas	no aplicable
Ancho	62 cm	Capacidad de la batería	2 x 60 AH
Longitud de transporte min.	88,5 cm	Autonomía	25 - 35 km
Elevación de la silla de ruedas	46	Velocidad máx	7 km/hora
Elevación del asiento de la silla de ruedas eléctrica	46 - 66 cm	Ángulo de giro (ISO 7176-5)	62,5 cm
Peso con batería incluida	120 kg	Capacidad de superación de obstáculos	7 cm
Peso max. usuario	75 kg	Suspensión	Sí
Ancho del asiento	28 - 41 cm	Electrónico	R-Net
Profundidad del asiento	26 - 46 cm	Sistema eléctrico de elevación del asiento	Sí
Anchura de respaldo	27,5 - 40 cm	Sistema eléctrico de basculación	Sí
Altura del respaldo	41 - 56 cm	Sistema eléctrico de regulación de la altura del reposapiés	No
Distancia entre reposabrazos	ajustable	Sistema eléctrico de regulación del respaldo	No
Ángulo de reclinación del respaldo, regulable	85° - 120°	Garantía	2 Años



**The Power of Mobility**

info.espana@permobil.es  
www.permobil.com