

### C350 PS

Adaptabilidad y versatilidad son las prestaciones que definen la PS. La estructura telescópica y horma del asiento regulable permiten una amplia gama de posibilidades. El PS está hecho de un material tubular resistente, diseñado para poder funcionar con otras opciones de asiento de postventa. La adaptabilidad es incomparable -5 grados en el reposa pies, reposa brazos que se levantan y se pueden quitar, y placas reposa pies que se pueden girar hacia fuera o hacia dentro.



### FUNCIONES AUTOMÁTICAS



Sistema electrónico VR2



Elevador mecánico del asiento

\*aquí se muestra con el cojín para asiento que se vende aparte



Inclinación automática

### C350 CORPUS™ ESPECIFICACIONES

Capacidad de la batería	2x60AH	Motor de impulsión	250 Watt	Sistema electrónico (mejorado)	R-Net	
Ancho de la base	62 cm	Ancho de los asientos	43-48 cm (Regulables)	Mandos de control alternativos	Sí	
Largo de la base sin mecanismo de maniobra frontal	93 cm	Profundidad del asiento	36-56 cm (Regulables)	Peso máx. usuario	136 kg	
Suspensión de rueda motriz	Sí	Alturas del respaldo	53-60 cm	Gama de colores	Azul osc. metalizada	
Capacidad del cargador de la batería	8A	Altura del asiento al suelo con inclinación	46 cm		Amarilla	Negra
Peso de la silla de ruedas con las baterías	159 Kg	Ángulo de inclinación automática	30°		Plata metalizada	Rojo metalizada
Elevador del asiento	Sí/ 20 cm	Ángulo del reclinatorio automático	140°			
		Sistema electrónico (estándar)	R-Net			



The Art of Mobility

Permobil ESPAÑA  
C/ José Garrote Tobar 16-18 • Planta Baja.Edificio Príncipe • 47014 Valladolid • ESPAÑA  
Tel: 34 983 14 16 10 • Fax: 34 983 14 16 11 • info.espana@permobil.es  
www.permobil.com

2007C350100307

# C350



The Art of Mobility

# C350



C350 Corpus™

C350 PS

## Sin igual.

Basándonos en el éxito de la serie C300, Permobil presenta la base automática C350 con propulsión trasera. Esta fantástica y nueva base se puede utilizar para una gran variedad de sistemas de sillas mecánicas desde el Corpus hasta el PS. De difícil clasificación, la C350 es un híbrido entre una silla de asiento bajo con altura a nivel del suelo de 46 cm y una plancha con dos paquetes diferentes de velocidad de hasta 6,5 millas por hora 10 km/h. La batería situada debajo del capó es de fácil acceso para los usuarios y los colores de tonos clásicos la realzan. Disponible en Negra, Azul osc. metalizada, Amarilla, Plata metalizada y Rojo metalizada, el C350 viene estándar con tapacubos de tres radios a juego para un acabado perfecto.



The Art of Mobility

www.permobil.com

### C350 Corpus™

El sistema de asiento Corpus está disponible para la base C350 con innovadora propulsión trasera. El sistema de silla Corpus permite reclinarse e incluso levantar el asiento hasta un total de ocho pulgadas (20 cm.). Las posiciones de adaptación del sistema Corpus del asiento son casi ilimitadas con sus múltiples componentes fácilmente regulables ya sea en profundidad, anchura, altura y ángulo. Agradable ergonómicamente con inclinación y reclinación automáticas, el Corpus es el sistema de asiento mecánico más popular a nivel mundial.



COLORES DE CUBIERTA



### FUNCIONES MECÁNICAS



Sistema electrónico R-Net con sistema de control Inteligente ICS. Dos posiciones automáticas programables de inclinación y de soporte de piernas.



Suspensión con ajustes independientes para las cuatro ruedas



Llantas divididas en tres radios y tapacubos de color a juego



Interruptor externo del circuito de fácil acceso



Inclinación y reclinación automáticas

Elevador automático del asiento

Soporte para piernas automático